



ERKAPHON ALU

Den Blutdruck hören

Das optimale Stethoskop für Routineuntersuchungen und die Blutdruckmessung, denn das extraflache Bruststück lässt sich leicht unter der Manschette positionieren. Das Stethoskop wird den Grundansprüchen zu einem günstigen Preis gerecht, wobei die hochwertigen Komponenten der Erkaphon Serie eine ausgezeichnete Auskultation garantieren.



WARUM HÖREN SIE MIT EINEM ERKA STETHOSKOP BRILLANTER?

Unsere einzigartige ERKA Konvex Membran ist speziell zur Übertragung von hochund niederfrequenten Tönen konzipiert worden. Alle ERKA ACOUSTIC, ERKA PULSE und ERKA CHILD Stethoskope besitzen diese Membran und garantieren Ihnen somit einen Klang der absoluten Spitzenklasse.

WARUM IST BEI DER ERKAPHON-SERIE DIE FEDER AUSSEN?

Die am Kopfbügel befestigte Feder ermöglicht das optimale Weiterleiten der Töne durch den Ein-Kanal-Stethoskop Schlauch.

NUR DAS WESENTLICHE HÖREN?

Ja, denn die ergonomisch geformten super soften Ohroliven passen sich Ihrem Gehörgang optimal an, und dichten somit perfekt gegen äußere Umweltgeräusche ab.

WAS MACHT EIN ERKA STETHOSKOP SO INDIVIDUELL?

Jedes einzelne ERKA Stethoskop wird von einem Meister aufwendig per Hand poliert und anschließend in Hochglanz verchromt. Deshalb ist jedes unserer Stethoskope ein Unikat: handmade in Germany for you since 1889!

WIE KANN ICH MEIN ERKA STETHOSKOP PERSONALISIEREN?

Jedes unserer Stethoskope kann durch eine Lasergravur oder eine individuell gestaltete Membran zu Ihrem ganz persönlichen medizinischen Instrument gemacht werden.

WIE KANN ICH MICH MIT MEINEM ERKA STETHOSKOP VON DER SCHWARZEN, GRAUEN MASSE UNTERSCHEIDEN?

Be special! Wählen Sie aus unserem vielfältigen Angebot an diversen Schlauchfarben und bringen Sie Freude und Abwechslung in Ihren Alltag!



WIE KÖNNEN WIR IHRE PATIENTEN UND SIE VOR EINER INFEKTION DURCH DEN GEBRAUCH EINES STETHOSKOPS SCHÜTZEN?

Alle Materialien eines ERKA Stethoskops lassen sich einfach, schnell und gründlich reinigen. Wir testen permanent alle gängigen medizinischen Reinigungsmittel und können diese uneingeschränkt empfehlen.

WAS KANN IHR PATIENT VON EINEM ERKA STETHOSKOP ERWARTEN?

Unsere Membran wurde von einem unabhängigen Labor erfolgreich auf Biokompatibilität getestet. Ebenso wurde sie als dermatologisch unbedenklich eingestuft.

WIF SCHÜTZT FRKA SIF DARÜBER HINAUS?

ERKA Stethoskope aus Messing haben eine handpolierte und porenfrei verchromte Oberfläche. Diese ist im Vergleich zu Edelstahl oder Aluminium deutlich resistenter gegen Keime und Bakterien.

WARUM KÖNNEN SIE MIT EINEM ERKA STETHOSKOP PERFEKT AUSKULTIEREN?

Alle ERKA Stethoskope verfügen über optimal ergonomisch geformte Bruststücke in verschiedenen Größen. Diese ermöglichen eine Auskultation auch an schwer zugänglichen Regionen des Körpers oder unterschiedlich konstituierten Patienten.

JEDES OHR IST ANDERS?

Ja, und deshalb lassen sich die ergonomisch geformten Kopfbügels eines ERKA Stethoskops individuell an Ihren Gehörgang anpassen, damit Sie perfekt arbeiten können.

SOFT ODER SUPER SOFT?

Jedem ERKA Stethoskop liegt eine Auswahl an verschiedenen Ohroliven bei damit Sie diese ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen verwenden können.



MEMBRAN

Die vorgespannte ERKA. Konvex Membran ermöglicht eine hervorragende Resonanzund Schallübertragung

BRUSTSTüCK

Das Bruststück aus Aluminium ist einfach und schnell zu reinigen und aufgrund des verwendeten Materials MR-tauglich.

KOPFBÜGEL

Die standardmäßig um 15° geneigten Ohrbügel können individuell an die Gehörgangcharakteristik des Benutzers angepasst werden.

OHROLIVEN

Die soften Ohroliven passen sich dem Gehörgang ideal an und minimieren somit den Einfluss externer Störgeräusche.

BENUTZERGRUPPEN

Rettungssanitäter, Assistenzarzt,

Anästhesieschwester/-pfleger, Krankenschwester/-pfleger, Krankenpflegeschüler



Schlauchfarbe	Größe	Bestellnummer
hellgrau	-	544.00000.
dunkelgrau	-	544.00005.
schwarz	-	544.00010.
marineblau	-	544.00020.
hellblau	-	544.00025.
rot	-	544.00030.
pink	-	544.00035.
hellgrün	-	544.00051.
dunkelgrün	-	544.00055.
burgund	-	544.00060.
violett	-	544.00080.



Zubehör Größe Bestellnummer



Ersatzteile



Impressum und Datenschutz

ERKA.

Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG Im Farchet 15 83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:

Telefon: 0 80 41 / 80 09-0 Telefax: 0 80 41 / 80 09-39

eMail: made@erka.org http://www.erka.org

Verantwortlich: Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel
BENUTZERGRUPPEN