



ERKAPHON DUO

EINFACH. UNIVERSELL.

Das Erkaphon Duo hat ein umschaltbares Doppelbruststück. Die offene Trichterseite ist speziell für die tiefen Frequenzen, die Membranseite für das komplette Frequenzspektrum konzipiert. Der universelle Einsatzbereich sowie die langlebige, kompakte Konstruktion macht das Erkaphon zu einem verlässlichen Begleiter im medizinischen Alltag.

WARUM HÖREN SIE MIT EINEM ERKA STETHOSKOP BRILLANTER?

Unsere einzigartige ERKA Konvex Membran ist speziell zur Übertragung von hoch- und niederfrequenten Tönen konzipiert worden. Alle ERKA ACOUSTIC, ERKA PULSE und ERKA CHILD Stethoskope besitzen diese Membran und garantieren Ihnen somit einen Klang der absoluten Spitzenklasse!

WARUM IST BEI DER ERKAPHON-SERIE DIE FEDER AUSSEN?

Die am Kopfbügel befestigte Feder ermöglicht das optimale Weiterleiten der Töne durch den Ein-Kanal-Stethoskop Schlauch

NUR DAS WESENTLICHE HÖREN?

Ja, denn die ergonomisch geformten super weichen Ohrhaken passen sich Ihrem Gehörgang optimal an, und dichten somit perfekt gegen äußere Umweltgeräusche ab.

WAS MACHT EIN ERKA STETHOSKOP SO INDIVIDUELL?

Jedes einzelne ERKA Stethoskop wird von einem Meister aufwendig per Hand poliert und anschließend in Hochglanz verchromt. Deshalb ist jedes unserer Stethoskope ein Unikat: handmade in Germany for you since 1889!

WIE KANN ICH MEIN ERKA STETHOSKOP PERSONALISIEREN?

Jedes unserer Stethoskope kann durch eine Lasergravur oder eine individuell gestaltete Membran zu Ihrem ganz persönlichen medizinischen Instrument gemacht werden.

WIE KANN ICH MICH MIT MEINEM ERKA STETHOSKOP VON DER SCHWARZEN, GRAUEN MASSE UNTERSCHIEDEN?

Be special! Wählen Sie aus unserem vielfältigen Angebot an diversen Schlauchfarben und bringen Sie Freude und Abwechslung in Ihren Alltag!

WIE KÖNNEN WIR IHRE PATIENTEN UND SIE VOR EINER INFEKTION DURCH DEN GEBRAUCH EINES STETHOSKOPS SCHÜTZEN?

Alle Materialien eines ERKA Stethoskops lassen sich einfach, schnell und gründlich reinigen. Wir testen permanent alle gängigen medizinischen Reinigungsmittel und können diese uneingeschränkt empfehlen.

WAS KANN IHR PATIENT VON EINEM ERKA STETHOSKOP ERWARTEN?

Unsere Membran wurde von einem unabhängigen Labor erfolgreich auf Biokompatibilität getestet. Ebenso wurde sie als dermatologisch unbedenklich eingestuft.

WIE SCHÜTZT ERKA SIE DARÜBER HINAUS?

ERKA Stethoskope aus Messing haben eine handpolierte und porenfrei verchromte Oberfläche. Diese ist im Vergleich zu Edelstahl oder Aluminium deutlich resistenter gegen Keime und Bakterien.

WARUM KÖNNEN SIE MIT EINEM ERKA STETHOSKOP PERFEKT AUSKULTIEREN?

Alle ERKA Stethoskope verfügen über optimal ergonomisch geformte Bruststücke in verschiedenen Größen. Diese ermöglichen eine Auskultation auch an schwer zugänglichen Regionen des Körpers oder unterschiedlich konstituierten Patienten.

JEDES OHR IST ANDERS?

Ja, und deshalb lassen sich die ergonomisch geformten Kopfbügel eines ERKA Stethoskops individuell an Ihren Gehörgang anpassen, damit Sie perfekt arbeiten können.

SOFT ODER SUPER SOFT?

Jedem ERKA Stethoskop liegt eine Auswahl an verschiedenen Ohroliven bei damit Sie diese ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen verwenden können.

MEMBRAN

Die vorgespannte ERKA. Konvex Membran ermöglicht eine hervorragende Resonanz- und Schallübertragung.

BRUSTSTÜCK

Das umschaltbare Doppelbruststück hat eine offene Trichterseite speziell für die tiefen Frequenzen und eine Membranseite für das komplette Frequenzspektrum. Das Bruststück aus Messing lässt sich leicht und einfach reinigen, der Kälteschutzring sorgt für maximalen Patientenkomfort.

KOPFBÜGEL

Der ergonomisch geformte und individuell justierbare Kopfbügel garantiert eine optimale Passform. Die standardmäßig um 15° geneigten Ohrbügel können individuell an die Gehörgangcharakteristik des Benutzers angepasst werden.

OHROLIVEN

Die soften Ohroliven passen sich dem Gehörgang ideal an und minimieren somit den Einfluss externer Störgeräusche.

BENUTZERGRUPPEN

Rettungssanitäter, Assistenzarzt, Anästhesieschwester/-pfleger, Krankenschwester / -pfleger

Schlauchfarbe	Größe	Bestellnummer
hellgrau	-	541.00000.
dunkelgrau	-	541.00005.
schwarz	-	541.00010.
marineblau	-	541.00020.
hellblau	-	541.00025.
rot	-	541.00030.
pink	-	541.00035.
hellgrün	-	541.00051.
dunkelgrün	-	541.00055.
burgund	-	541.00060.
violett	-	541.00080.

Zubehör

Größe

Bestellnummer

Ersatzteile

Olive, soft (je)	000.45004
Trichterschutzring	000.53304
Kälteschutzring, adult	000.53141

Impressum und Datenschutz

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

BENUTZERGRUPPEN

