



FINESSE² CHILD

LE GÉNIE UNIVERSEL.

Ce stéthoscope pour enfants à usage universel se distingue par sa polyvalence et son acoustique d'excellente qualité. Le pavillon combiné réversible a deux membranes qui permettent d'entendre parfaitement le spectre des fréquences complet. La plus grande des membranes est adaptée à l'auscultation des enfants ou des patients minces, la plus petite permet d'ausculter les enfants en bas âge et les bébés.

POURQUOI UN STÉTHOSCOPE ERKA REND-T-IL L'ÉCOUTE SI IMPRESSIONNANTE?

Notre ERKA convexe membrane a été spécialement conçue pour la transmission des sons à haute et basse fréquence. Tous les stéthoscopes des séries ERKA ACOUSTIC, ERKA PULSE et ERKA CHILD sont munis de cette membrane. Par conséquent, ils vous garantissent la qualité du son inégalée !

POURQUOI ERKA UTILISE-T-ELLE UN DUAL TUBE?

Le tube du stéthoscope est muni de deux canaux intérieurs parallèles. Ceci permet d'éviter l'apparition de bruits de frottement et rend le son plus équilibré.

NE ENTENDRE QUE L'ESSENTIEL?

Oui, parce que les embouts auriculaires ultra doux formés ergonomiquement permettent une excellente isolation acoustique contre les bruits extérieurs et garantissent le plus haut confort de port en s'adaptant à la forme du conduit auditif.

QU'EST-CE QUI DONNE AUX STÉTHOSCOPES ERKA UNE TOUCHE SI PERSONNELLE?

Chaque stéthoscope ERKA est soigneusement poli à main et ensuite chromé haute brillance. Voilà pourquoi chaque notre stéthoscope est unique : fait à main en Allemagne depuis 1889!

COMMENT PUIS-JE PERSONNALISER MON STÉTHOSCOPE ERKA?

Chaque notre stéthoscope peut devenir un instrument médical très personnel grâce à la gravure laser personnalisée ou une membrane d'une forme spéciale.

COMMENT PUIS-JE ME DÉTACHER DE LA FOULE GRÂCE À MON STÉTHOSCOPE ERKA?

Soyez original! En choisissant une des nombreuses couleurs pour le tube, vous apporterez le changement et la joie dans votre vie quotidienne

COMMENT PEUT-ON RÉDUIRE AU MINIMUM LE RISQUE DE CONTAGION SOIT POUR UN PATIENT SOIT POUR UN MÉDECIN PENDANT L'UTILISATION DU STÉTOSCOPE ERKA?

Tous les composants de stéthoscopes ERKA peuvent être nettoyés à fond rapidement et facilement. Nous testons tous les produits courants de nettoyage du matériel médical régulièrement et pouvons vous donner des conseils sur ce sujet.

QU'EST-CE QUE PEUT ATTENDRE VOTRE PATIENT D'UN STÉTOSCOPE ERKA?

Nos membranes ont été testées dermatologiquement et leur biocompatibilité a été prouvée par un laboratoire indépendant.

QUELLE PROTECTION ULTÉRIEURE VOUS OFFRE ERKA?

La surface de stéthoscopes ERKA est en laiton poli à main et chromé haute brillance. L'absence de porosité la rend particulièrement hygiénique et beaucoup plus résistante contre les bactéries en comparaison avec l'acier ou l'aluminium.

POURQUOI POUVEZ-VOUS AUSCULTER D'UNE FAÇON PARFAITE GRÂCE À UN STÉTOSCOPE ERKA?

Tous les stéthoscopes ERKA ont des pavillons formés ergonomiquement disponibles en différentes tailles. Ils permettent l'auscultation des parties du corps difficiles d'accès.

CHAQUE OREILLE EST-ELLE DIFFÉRENTE?

Oui. C'est pourquoi la forme ergonomique des tubes auriculaires s'adapte aux caractéristiques spécifiques de votre canal d'oreille pour vous permettre de travailler de façon optimale

DOUX OU EXTRA DOUX?

À chaque stéthoscope ERKA correspond une sélection de différents embouts que vous pouvez utiliser selon vos besoins.

MEMBRANE

La membrane convexe ERKA. permet une excellente transmission de la résonance et du son.

PAVILLON

Les doubles pavillons réversibles sont en laiton poli, chromé haute brillance. En outre, l'absence de porosité rend la surface particulièrement hygiénique.

RESSORT ET TUBE

Dans le tube du stéthoscope se trouvent deux canaux intérieurs parallèles. Cela permet d'éviter l'apparition de bruits de frottement caractéristiques de la présence de deux tubes séparés.

TUBES AURICULAIRES

La forme ergonomique et adaptable des tubes auriculaires garantit le confort parfait. Les tubes auriculaires inclinés de 15° par défaut s'adaptent aux caractéristiques du conduit auditif de l'utilisateur.

EMBOUS

Les embouts auriculaires doux formés ergonomiquement s'adaptent à la forme du conduit auditif et apportent un grand confort et une excellente étanchéité acoustique contre les bruits environnants.

GROUPES D'UTILISATEURS

Médecins spécialistes de l'enfant, pédiatre

Couleur de tube	Taille	Code du produit
noir	-	536.00000.
gris foncé	-	536.00005.
bleu marine	-	536.00020.
bleu clair	-	536.00025.
rose	-	536.00035.
gris clair	-	536.00045.
vert foncé	-	536.00055.
bourgogne	-	536.00060.

Accessoires

Taille

Code du produit

Pièces de rechange

Bague de protection anti-froid, enfant	000.53103
Bague de protection anti-froid, child	000.53142
Embout auriculaire supersoft	000.44905

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

GROUPES D'UTILISATEURS

