



## CLASSIC

Percepire l'essenziale.

Il meglio della tradizione ERKA, ridotta all'essenziale. geometria della camera di risonanza e perfezionata nel corso dei decenni e in combinazione con la moderna doppia membrana ERKA, permettono un'ottima auscultazione dell'intero raggio delle frequenze.

L'auscultazione è ottimizzata grazie al peso specifico dell'ottone, il che esclude fedelmente suoni estranei.

### PERCHÉ UNO STETOSCOPIO ERKA RENDE L'ASCOLTO SPLENDIDO?

La Dual Membrane ERKA rafforza notevolmente l'acustica degli stetoscopi ERKA CARDIOLOGY creando una qualità del suono insuperabile. Il punto di riferimento per medici! Questa tecnologia unica è brevettata.

### PERCHÉ ERKA UTILIZZA UN DUAL TUBE?

Il tubo sagomato a due canali esclude i disturbi acustici esterni e rende il suono più equilibrato.

### SENTIRE SOLO L'ESSENZIALE?

Sì, perché gli extra morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, escludendo i suoni estranei in modo perfetto.

### COSA DA A UNO STETOSCOPIO ERKA UN TOCCO COSÌ INDIVIDUALE?

Ogni singolo stetoscopio ERKA viene lucidato a mano e poi cromato da uno specialista. Per questo ogni nostro stetoscopio è unico: fatto a mano in Germania per voi dall'anno 1889!

### COME POSSO PERSONALIZZARE IL MIO STETOSCOPIO ERKA?

Ogni nostro stetoscopio può diventare uno strumento medico molto personale grazie all'incisione al laser personalizzata oppure una membrana di una forma personale.

### COME POSSO STACCARMI DALLA GRIGIA MASSA GRAZIE AL MIO STETOSCOPIO ERKA?

Be special! Scegliendo uno dei numerosi colori per il tubo apporterete il cambio e la gioia nella vostra vita quotidiana.

### COME PUÒ ESSERE RIDOTTO AL MINIMO IL PERICOLO D'INFEZIONE SIA PER UN PAZIENTE SIA PER UN MEDICO DURANTE L'USO DELLO STETOSCOPIO?

Tutti i componenti degli stetoscopi ERKA possono essere puliti in modo veloce, semplice e accurato. Testiamo tutti i prodotti correnti della pulizia medica regolarmente e possiamo dare delle raccomandazioni in merito.

### QUALE PROTEZIONE ULTERIORE VI OFFRE ERKA?

La superficie degli stetoscopi in ottone è lucidata a mano e cromata. L'assenza di porosità la rende particolarmente igienica e notevolmente più resistente contro i batteri in paragone con l'acciaio o l'alluminio.

### COSA PUÒ ASPETTARE DA UNO STETOSCOPIO ERKA IL VOSTRO PAZIENTE?

Le nostre membrane sono state testate dermatologicamente e sulla biocompatibilità da un laboratorio indipendente.

### PERCHÉ POTETE AUSCULTARE IN MODO PERFETTO GRAZIE A UNO STETOSCOPIO ERKA?

Tutti gli stetoscopi ERKA hanno i padiglioni di forma ergonomica disponibili in diverse dimensioni. Questi permettono l'auscultazione delle zone del corpo anche difficilmente raggiungibili o dei pazienti con una struttura fisica particolare.

### OGNI ORECCHIO È DIVERSO?

Sì. Perciò la forma ergonomica dei tubi auricolari risponde alle specifiche caratteristiche del canale dell'orecchio di ciascun utente.

### MORBIDO OPPURE EXTRA MORBIDO?

A ogni stetoscopio ERKA corrisponde una selezione dei diversi auricolari che voi potete utilizzare secondo le vostre esigenze.

### MEMBRANA

La costruzione della doppia membrana brevettata dalla ERKA include una camera di risonanza aggiuntiva che ottimizza il suono.

### PADIGLIONE

L'aspetto dei padiglioni è nero, in ottone, lucidato ad alta lucentezza e cromato - è particolarmente esclusivo. Inoltre l'assenza delle porosità rende la superficie particolarmente igienica.

### MOLLA E TUBO

La molla dell'archetto è integrata nel tubo, in tal modo vengono impediti le perdite acustiche dal padiglione all'orecchio. In tal modo si evita la formazione dei suoni di sfregamento che si producono con i due tubi.

### TUBI AURICOLARI

La forma ergonomica e adattabile dei tubi auricolari garantisce l'assetto perfetto. L'inclinazione standard dei tubi a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale dell'orecchio di ciascun utente.

### OLIVETTE

Le olivette - extra morbide, di forma ergonomica - assicurano buona adattabilità e comfort, escludendo i suoni estranei in modo perfetto.

### GRUPPI DI UTENTI

Anestesiologi, cardiologi, medici di primo soccorso, paramedici, medici di famiglia, internisti, medici assistenti, studenti di medicina, infermiere anestesiste, infermiere assistenti, specialisti delle malattie respiratorie

Colore del tubo	Taglia	Codice del prodotto
nero	-	570.00000.
grigio scuro	-	570.00005.
blu marino	-	570.00020.
grigio chiaro	-	570.00045.
verde scuro	-	570.00055.
bordeaux	-	570.00060.

Accessori

Taglia

Codice del prodotto

Pezzi di ricambio

Anello anti-freddo adult	000.53104
Olive, extra morbide(il)	000.44905
Olive, soft (il)	000.45004

Legal Notes and Data Protection

ERKA.  
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Im Farchet 15  
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München  
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:  
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0  
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39  
eMail: [made@erka.org](mailto:made@erka.org)  
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:  
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

GRUPPI DI UTENTI

