



FINESSE²

IL GENIO UNIVERSALE.

Ogni paziente è diverso dall'altro. Per questo ERKA ha costruito uno stetoscopio che può aiutare il medico in qualsiasi situazione. Il doppio padiglione commutabile ha due membrane e garantisce un'ottima auscultazione per l'intera gamma delle frequenze. La membrana più grande è ideale per l'auscultazione degli adulti, la membrana più piccola per bambini e per pazienti esili.

PERCHÉ UNO STETOSCOPIO ERKA RENDE L'ASCOLTO SPLENDIDO?

La nostra membrana unica ERKA Konvex è stata concepita appositamente per l'auscultazione dei toni ad alta e bassa frequenza. Tutti i stetoscopi ERKA ACOUSTIC, ERKA PULSE ed ERKA CHILD hanno questa membrana garantendo una qualità del suono splendida!

PERCHÉ ERKA UTILIZZA UN DUAL TUBE?

Il tubo sagomato a due canali esclude i disturbi acustici esterni e rende il suono più equilibrato.

SENTIRE SOLO L'ESSENZIALE?

Sì, perché gli extra morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, escludendo i suoni estranei in modo perfetto.

COSA DA A UNO STETOSCOPIO ERKA UN TOCCO COSÌ INDIVIDUALE?

Ogni singolo stetoscopio ERKA viene lucidato a mano e poi cromato da uno specialista. Per questo ogni nostro stetoscopio è unico: fatto a mano in Germania per voi dall'anno 1889!

COME POSSO PERSONALIZZARE IL MIO STETOSCOPIO ERKA?

Ogni nostro stetoscopio può diventare uno strumento medico molto personale grazie all'incisione al laser personalizzata oppure una membrana di una forma personale.

COME POSSO STACCARMI DALLA GRIGIA MASSA GRAZIE AL MIO STETOSCOPIO ERKA?

Be special! Scegliendo uno dei numerosi colori per il tubo apporterete il cambio e la gioia nella vostra vita quotidiana.

COME PUÒ ESSERE RIDOTTO AL MINIMO IL PERICOLO D'INFEZIONE SIA PER UN PAZIENTE SIA PER UN MEDICO DURANTE L'USO DELLO STETOSCOPIO?

Tutti i componenti degli stetoscopi ERKA possono essere puliti in modo veloce, semplice e accurato. Testiamo tutti i prodotti correnti della pulizia medica regolarmente e possiamo dare delle raccomandazioni in merito.

QUALE PROTEZIONE ULTERIORE VI OFFRE ERKA?

La superficie degli stetoscopi in ottone è lucidata a mano e cromata. L'assenza di porosità la rende particolarmente igienica e notevolmente più resistente contro i batteri in paragone con l'acciaio o l'alluminio.

COSA PUÒ ASPETTARE DA UNO STETOSCOPIO ERKA IL VOSTRO PAZIENTE?

Le nostre membrane sono state testate dermatologicamente e sulla biocompatibilità da un laboratorio indipendente.

PERCHÉ POTETE AUSCULTARE IN MODO PERFETTO GRAZIE A UNO STETOSCOPIO ERKA?

Tutti gli stetoscopi ERKA hanno i padiglioni di forma ergonomica disponibili in diverse dimensioni. Questi permettono l'auscultazione delle zone del corpo anche difficilmente raggiungibili o dei pazienti con una struttura fisica particolare.

OGNI ORECCHIO È DIVERSO?

Sì. Perciò la forma ergonomica dei tubi auricolari risponde alle specifiche caratteristiche del canale dell'orecchio di ciascun utente.

MORBIDO OPPURE EXTRA MORBIDO?

A ogni stetoscopio ERKA corrisponde una selezione dei diversi auricolari che voi potete utilizzare secondo le vostre esigenze.

MEMBRANA

Il lato convesso della membrana ERKA. permette un'eccellente risonanza e trasmissione del suono.

PADIGLIONI

I padiglioni sono in ottone lucidato ad alta lucentezza e cromato. L'assenza di porosità rende la superficie particolarmente igienica. L'anello anti freddo assicura un alto comfort del paziente.

MOLLA E TUBO

La molla dell'archetto è integrata nel tubo, in tal modo vengono impedito le perdite acustiche dal padiglione all'orecchio. In tal modo si evita la formazione dei suoni di sfregamento che si producono con i due tubi.

TUBI AURICOLARI

La forma ergonomica e adattabile dei tubi auricolari garantisce l'assetto perfetto. L'inclinazione standard dei tubi a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale dell'orecchio di ciascun utente.

OLIVETTE

Le olivette - extra morbide, di forma ergonomica - assicurano buona adattabilità e comfort, escludendo i suoni estranei in modo perfetto.

GRUPPI DI UTENTI

Anestesiologi, cardiologi, cardiologi, medici di primo soccorso, medici di famiglia, internisti, medici assistenti, studenti di medicina, infermieri studenti, specialisti delle malattie respiratorie.

Colore del tubo	Taglia	Codice del prodotto
nero	-	535.00000.
grigio scuro	-	535.00005.
blu marino	-	535.00020.
blu chiaro	-	535.00025.
rosa	-	535.00035.
grigio chiaro	-	535.00045.
verde scuro	-	535.00055.
bordeaux	-	535.00060.

Accessori

Taglia

Codice del prodotto

Pezzi di ricambio

Anello anti-freddo adult	000.53104
Olive, extra morbide(il)	000.44905
Olive, soft (il)	000.45004

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

GRUPPI DI UTENTI

