



ERKA. SWITCH 2.0 HOMECARE

EFFICIENZA E PRECISIONE.

Concepito in stretta collaborazione con medici professionisti di tutto il mondo, la misurazione della pressione arteriosa a livello professionale è ora possibile anche a domicilio. Essendo pioniere di misurazione della pressione arteriosa, abbiamo sviluppato ERKA. Switch 2.0 Homecare affidandoci alla competenza dovuta a ben 125 anni d'esperienza. Adesso potete contare sulla nostra competenza anche a domicilio. Maneggevole e funzionale: ERKA. Switch 2.0 Homecare la scelta di materiali efficienti si accompagna a una precisione eccellente, superando in questo modo tutti i requisiti per un moderno dispositivo per la misurazione della pressione arteriosa.

PERCHÉ I MISURATORI MANUALI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA SONO DA DECENNI IL RIFERIMENTO IN QUANTO ALLA PRECISIONE E DUREVOLEZZA?

Durante la produzione - al 100% Made in Germany - ogni misuratore della pressione sanguigna ERKA passa il controllo di qualità ERKA. Quality Management Check, abbreviato QMC. 49 singoli controlli, tra cui l'ispezione finale gestita al 100% da computer, vi garantiscono la funzionalità di cui ci si può fidare.

PERCHÉ I MISURATORI MANUALI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA SONO COSÌ PRECISI?

Lo speciale diaframma in rame-berillio e la sofisticata meccanica dell'apparecchio assicurano valori pressori costantemente precisi.

QUAL È LA DURATA DI VITA DI UN MISURATORE MANUALE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA?

La tecnologia del doppio tubo sviluppata dalla ERKA risparmia la membrana e garantisce la massima durata di vita anche nel caso dell'uso quotidiano! Spesso per tutta la carriera professionale.

SONO MANCINO - COME POSSO USARE IL ERKA TEST IN MODO OTTIMALE?

Il misuratore della pressione arteriosa Switch 2.0 Homecare è disponibile sia nella versione per destri sia nella versione per mancini.

E' COMPRESO NELLA DOTAZIONE UNO STETOSCOPIO?

Nella dotazione di ogni misuratore della pressione arteriosa Switch 2.0 Homecare è compreso uno stetoscopio di alta qualità della famiglia Erkaphon. Per l'acustica perfetta e rilevamenti esatti.

I MISURATORI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA ERKA SONO RESISTENTI AGLI URTI?

Il dispositivo è resistente agli urti - questa qualità è essenziale perché gli errori di misurazione dovuti agli urti di solito non sono evidenti.

ANTIURTO

Il dispositivo è resistente agli urti - questa qualità è essenziale perché gli errori di misurazione dovuti agli urti di solito non sono evidenti.

VALVOLA

La valvola a vite particolarmente sensibile consente all'utente di prendere misurazioni perfette.

VERSIONI

Il misuratore della pressione arteriosa Switch 2.0 Homecare è disponibile sia nella versione per destri sia nella versione per mancini.

STETOSCOPIO

Lo stetoscopio di alta qualità della famiglia Erkaphon assicura un'acustica perfetta e rilevamenti esatti.

MEMBRANA

La membrana in rame-berillio temprato assicura un'elevata resistenza ed alta precisione.

COME POSSO PULIRE I BRACCIALI RIUTILIZZABILI ERKA?

I bracciali ERKA GREEN CUFF hanno una superficie impermeabile che può essere pulita in modo accurato.

COME IL BRACCIALE PUÒ ESSERE DISINFETTATO?

Ci sono due modi per disinfettare i nostri bracciali: Disinfezione a spruzzo: il disinfettante viene spruzzato sul rivestimento del bracciale e agisce secondo le istruzioni del fabbricante. Disinfettare strofinando: il disinfettante viene spruzzato sul rivestimento oppure su un panno. Poi la superficie viene strofinata esercitando una leggera pressione.

QUALI DISINFETTANTI RACCOMANDA ERKA?

Fugaten® SprayEsemfix® da SchülkePromanum® pur da B. Braun Meliseptol® Foam pur da B. Braun

POSSO EVITARE GLI ERRORI LEGGENDO I VALORI PRESSORI?

Diverse ricerche scientifiche hanno mostrato che gli errori nella lettura e nella documentazione dei valori misurati possono influenzare negativamente la qualità di misurazione della pressione sanguigna. Per questo le scale dei nostri misuratori della pressione sanguigna sono leggibili e disponibili in diverse dimensioni. Inoltre, la geometria delle lancette e il design delle scale sono accordati in modo perfetto.

COSA RENDE LA MISURAZIONE CON I MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA. COSÌ PRECISA?

La precisione di misurazione della pressione sanguigna manuale dipende sempre dalla professionalità di chi misura. Erka vi appoggia offrendovi una valvola a vite, di una sensibilità insuperabile, che vi consente di prendere delle misurazioni perfette.

PERCHÈ LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE DEI MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA. È COSÌ PIACEVOLE?

La costruzione ergonomica, extra piatta e leggera dei nostri misuratori della pressione sanguigna rende la misurazione della pressione molto comoda per gli utenti. Tutto è ottimizzato per permettervi di utilizzare sia il dispositivo sia lo stetoscopio senza alcuno sforzo.

Erka. Switch 2.0 homecare	Taglia	Codice del prodotto
ERKA GreenCuff Superb D-Ring bracciale, grigio	Taglia 4	292.40893.
ERKA GreenCuff Superb D-Ring bracciale, grigio	Taglia 5	292.44893.
ERKA GreenCuff Superb D-Ring bracciale, grigio	Taglia 3	292.46893.

Accessori

Taglia

Codice del prodotto

Pezzi di ricambio

Monopalla, grigio	000.20900
Manometro, Switch 2.0 Comfort	000.30200

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

PERCHÈ LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE DEI MISURATORI DELLA
PRESSIONE SANGUIGNA ERKA. È COSÌ PIACEVOLE?

