



## PERFECT ANEROID KLINIK 56

Vollendet in Akkuratesse und Verlässlichkeit.

Klinisch validiert, 100% kontrolliert und mit einer Genauigkeit von 1% über den gesamten Messbereich - Präzision definiert von ERKA. Ein von Hand hochglanzpoliertes und glanzverchromtes Messinggehäuse sorgt für eine maximale Oberflächenhygiene, das ergonomisch optimierte Design sowie der flache Aufbau für ein angenehmes Handling - das ist Blutdruckmessen in Perfektion! Aus diesem Anspruch heraus haben wir speziell für den mitunter hektischen Klinikalltag das Klinikmodell mit Manometer Schutzkappe entwickelt.



Perfect Aneroid Klinik 56	Größe	Bestellnummer
mit GreenCuff Superb Rapid , grün	Größe 4	214.20482.
mit GreenCuff Superb Rapid , grün	Größe 5	214.24482.
mit GreenCuff Superb Rapid , grün	Größe 3	214.26482.
mit GreenCuff Superb Rapid , grün	Größe 2	214.27482.
mit GreenCuff Superb Rapid , grün	Größe 1	214.28482.
mit GreenCuff Superb Rapid , grün	Größe 6	214.29482.

Zubehör	Größe	Bestellnummer
Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grün	1	025.28482
Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grün	2	025.27482
Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grün	3	025.26482
Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grün	4	025.20482
Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grün	5	025.24482
Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grün	6	025.29482
Manschette: Green Cuff Superb Haken, grün	3	025.26282
Manschette: Green Cuff Superb Haken, grün	4	025.20282
Manschette: Green Cuff Superb Haken, grün	5	025.24282

Ersatzteile

Gebälseball grün

000.20200

Impressum und Datenschutz

ERKA.  
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Im Farchet 15  
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München  
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:  
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0  
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39  
eMail: [made@erka.org](mailto:made@erka.org)  
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:  
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

PERFECT ANEROID KLINIK 56

