



PERFECT ANEROID CLINIQUE 56

PRÉCISION ET DE FIABILITÉ ABSOLUES.

Validé cliniquement, contrôlé à 100 % et d'une précision de 1 % sur l'ensemble de la plage de mesure ? la précision définie par ERKA. Son boîtier en laiton poli à la main avec la finition chrome haute brillance assure une hygiène de surface maximale. Le design optimisé du point de vue ergonomique ainsi que la structure plate assurent un maniement agréable et la prise de tension parfaite! De cette exigence est né le modèle clinique, spécifiquement conçu pour faire face au quotidien trépidant des hôpitaux et équipé d'un capuchon de protection pour manomètre.

Perfect Aneroid Clinique 56	Taille	Code du produit
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , vert	Taille 4	214.20482.
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , vert	Taille 5	214.24482.
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , vert	Taille 3	214.26482.
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , vert	Taille 2	214.27482.
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , vert	Taille 1	214.28482.
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , vert	Taille 6	214.29482.

Accessoires	Taille	Code du produit
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	1	025.28482
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	2	025.27482
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	3	025.26482
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	4	025.20482
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	5	025.24482
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	6	025.29482
Brassard: Green Cuff Superb à crochets, gris	3	025.26282
Brassard: Green Cuff Superb à crochets, gris	4	025.20282
Brassard: Green Cuff Superb à crochets, gris	5	025.24282

Pièces de rechange

Poire de gonflage, vert

000.20200

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

PERFECT ANEROID CLINIQUE 56

