



## ERKAPHON DUO

SIMPLE. UNIVERSEL.

L'Erkaphon duo est muni d'un double pavillon réversible. Le côté ouvert en entonnoir a été spécialement conçu pour les basses fréquences, le côté membrane ? pour l'ensemble du spectre de fréquences. Son champ d'application universel, mais aussi sa construction durable et compacte, font de l'Erkaphon un allié fiable pour le quotidien médical.



| Couleur de tube | Taille | Code du produit |
|-----------------|--------|-----------------|
| gris clair      | -      | 541.00000.      |
| gris foncé      | -      | 541.00005.      |
| noir            | -      | 541.00010.      |
| bleu marine     | -      | 541.00020.      |
| bleu clair      | -      | 541.00025.      |
| rouge           | -      | 541.00030.      |
| rose            | -      | 541.00035.      |
| vert clair      | -      | 541.00051.      |
| vert foncé      | -      | 541.00055.      |
| bourgogne       | -      | 541.00060.      |
| violet          | -      | 541.00080.      |

Accessoires

Taille

Code du produit

Pièces de rechange

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Embout auriculaire soft | 000.45004 |
|-------------------------|-----------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Bague de protection entonnoir | 000.53304 |
|-------------------------------|-----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Bague de protection anti-froid | 000.53141 |
|--------------------------------|-----------|

Legal Notes and Data Protection

ERKA.  
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Im Farchet 15  
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München  
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:  
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0  
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39  
eMail: [made@erka.org](mailto:made@erka.org)  
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:  
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

ERKAPHON DUO

