



SWITCH 2.0 HPC

LA RÉFÉRENCE.

Conçues pour l'usage quotidien en bloc opératoire, en unité de soins intensifs et dans les véhicules de secours, les manchettes de perfusion à pression réutilisables ERKA. font la différence grâce à des détails bien pensés et un maniement efficace. Le matériau utilisé ? un tissu de polyester et nylon ? est idéal pour la montée de pression, suivie d'une vidange uniforme de la poche de perfusion. La manchette de perfusion dispose d'un manomètre de qualité et d'une poire formée ergonomiquement ? pour un pompage rapide. L'afflux constant des solutions de perfusion, même dans les situations d'urgence, est donc garanti à tout moment.

Magnéto compatible ? parce qu'elle fait partie de la gamme de produits innovants SWITCH 2.0. Visible ? grâce au filet transparent, la poche et son contenu sont clairement visibles. Qualité ? la livraison inclut également un manomètre de qualité, ainsi qu'un dispositif d'accrochage.

Switch 2.0 HPC
500 ml

Taille
-

Code du produit
822.00000.

Accessoires

Taille

Code du produit

Pièces de rechange

Poire de gonflage, grise	000.20900
Poire de gonflage, grise avec valve de réduction	000.21100
Cellule + Crochet	000.30201
Housse 500 ml	822.30000
Housse 1000 ml	832.30000
Vessie gonflable 500 ml	821.30000
Vessie gonflable 1000 ml	831.30000

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

SWITCH 2.0 HPC

