



SWITCH 2.0 HPC

LA RÉFÉRENCE.

Conçues pour l'usage quotidien en bloc opératoire, en unité de soins intensifs et dans les véhicules de secours, les manchettes de perfusion à pression réutilisables ERKA. font la différence grâce à des détails bien pensés et un maniement efficace. Le matériau utilisé est un tissu de polyester et nylon est idéal pour la montée de pression, suivie d'une vidange uniforme de la poche de perfusion. La manchette de perfusion dispose d'un manomètre de qualité et d'une poire formée ergonomiquement pour un pompage rapide. L'afflux constant des solutions de perfusion, même dans les situations d'urgence, est donc garanti à tout moment.

Magnéto compatible parce qu'elle fait partie de la gamme de produits innovants SWITCH 2.0. Visible grâce au filet transparent, la poche et son contenu sont clairement visibles. Qualité la livraison inclut également un manomètre de qualité, ainsi qu'un dispositif d'accrochage.

Switch 2.0 HPC
500 ml

Taille
-

Code du produit
822.00000.

Accessoires

Taille

Code du produit

Pièces de rechange

| | |
|--|-----------|
| Poire de gonflage, grise | 000.20900 |
| Poire de gonflage, grise avec valve de réduction | 000.21100 |
| Cellule + Crochet | 000.30201 |
| Housse 500 ml | 822.30000 |
| Housse 1000 ml | 832.30000 |
| Vessie gonflable 500 ml | 821.30000 |
| Vessie gonflable 1000 ml | 831.30000 |

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

SWITCH 2.0 HPC

