



## SWITCH 2.0 HPC

### IL RIFERIMENTO.

Concepiti per l'impiego quotidiano nelle sale operatorie, in terapia intensiva e nelle autoambulanze, i bracciali riutilizzabili per infusione a pressione ERKA. convincono con i dettagli ragionati e sono estremamente maneggevoli. Il materiale utilizzato - il poliestere e il Nylon - è idealmente adatto per l'efficiente formazione della pressione ed il successivo svuotamento della sacca da trasfusione. Il bracciale per infusione è dotato di un manometro di qualità e di una monopalla di forma ergonomica - per il pompaggio rapido. In questo modo l'afflusso costante dei liquidi da somministrare, anche nelle situazioni di emergenza, è garantito in qualsiasi momento. MR-compatibile - facendo parte dell'innovativa famiglia dei prodotti ERKA. Switch 2.0Attraverso il materiale trasparente e reticolare la sacca e il suo contenuto sono chiaramente visibiliIn dotazione si trovano anche il manometro di qualità e i ganci per sospensione



Switch 2.0 HPC  
500 ml

Taglia  
-

Codice del prodotto  
822.00000.

Accessori

Taglia

Codice del prodotto

Pezzi di ricambio

Monopalla, grigio	000.20900
Monopalle grigio con valvola	000.21100
Manometro + Gancio	000.30201
Fodera 500 ml	822.30000
Fodera 1.000 ml	832.30000
Camera d'aria 500 ml	821.30000
Camera d'aria 1.000 ml	831.30000

Legal Notes and Data Protection

ERKA.  
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Im Farchet 15  
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München  
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:  
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0  
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39  
eMail: [made@erka.org](mailto:made@erka.org)  
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:  
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

SWITCH 2.0 HPC

