



SWITCH 2.0 HPC

IL RIFERIMENTO.

Concepiti per l'impiego quotidiano nelle sale operatorie, in terapia intensiva e nelle autoambulanze, i bracciali riutilizzabili per infusione a pressione ERKA. convincono con i dettagli ragionati e sono estremamente maneggevoli. Il materiale utilizzato - il poliestere e il Nylon - è idealmente adatto per l'efficiente formazione della pressione ed il successivo svuotamento della sacca da trasfusione. Il bracciale per infusione è dotato di un manometro di qualità e di una monopalla di forma ergonomica - per il pompaggio rapido. In questo modo l'afflusso costante dei liquidi da somministrare, anche nelle situazioni di emergenza, è garantito in qualsiasi momento. MR-compatibile - facendo parte dell'innovativa famiglia dei prodotti ERKA. Switch 2.0Attraverso il materiale trasparente e reticolare la sacca e il suo contenuto sono chiaramente visibiliIn dotazione si trovano anche il manometro di qualità e i ganci per sospensione

Switch 2.0 HPC

500 ml

Taglia

-

Codice del prodotto

822.00000.

Accessori

Taglia

Codice del prodotto

Pezzi di ricambio

| | |
|------------------------------|-----------|
| Monopalla, grigio | 000.20900 |
| Monopalle grigio con valvola | 000.21100 |
| Manometro + Gancio | 000.30201 |
| Fodera 500 ml | 822.30000 |
| Fodera 1.000 ml | 832.30000 |
| Camera d'aria 500 ml | 821.30000 |
| Camera d'aria 1.000 ml | 831.30000 |

ERKA.

THE ORIGINAL

Made in Germany since 1889

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

SWITCH 2.0 HPC

