



SENSITIVE

LA RÉFÉRENCE POUR L'AUSCULTATION.

Sa géométrie de chambre de résonance combinée à la Dual Membrane d'ERKA. permettent une auscultation optimale des hautes et basses fréquences, y compris sur les points d'auscultation difficiles d'accès. L'ERKA. Sensitive est le nec plus ultra pour un large éventail de possibilités d'utilisation en médecine diagnostique pour l'examiner le coeur, les poumons et les bruits intestinaux.

Couleur de tube	Taille	Code du produit
noir	-	525.00000.
gris foncé	-	525.00005.
bleu marine	-	525.00020.
bleu clair	-	525.00025.
rose	-	525.00035.
gris clair	-	525.00045.
vert foncé	-	525.00055.
bourgogne	-	525.00060.
noir	-	525.10000.

Accessoires

Taille

Code du produit

Pièces de rechange

Bague de protection anti-froid, adulte 000.53104

Embout auriculaire soft 000.45004

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

SENSITIVE

